



Mésothérapie et Carboxythérapie : TOUT EN UN ...

MESOTHERAPY

Synthèse de l'ensemble des techniques d'injections existantes, le "Concerto" est le résultat parfait de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des injecteurs médicaux.

Condensé des plus hautes technologies au service de la médecine et de la beauté, le "Concerto" est la solution idéale et unique à l'ensemble de vos besoins quotidiens.

3 Programmes

MESOTHERAPIE : Pour des injections en rafale, nappage ou point par point, un réglage instantané de la profondeur et de la vitesse de l'aiguille vous permettront d'obtenir un geste sûr et précis pour une mésothérapie traditionnelle.

EXPERT : Programme spécialement dédié aux injections point par point, avec réglage de la profondeur (de 1 à 10mm) et de la dose (de 0,01 ml à l'infini) pour optimiser l'efficacité des substances injectées en respectant scrupuleusement les protocoles.

FILLERS : Programme d'injection unique au monde destiné à la mise en place de fillers ou tout autre produit de comblement sur toutes les parties du corps. Réglage du volume injecté et de la vitesse de retrait de l'aiguille, contrôle de la profondeur. Idéal pour des rétro-injections tangentielles traçantes et parfaitement régulières.

CARACTERISTIQUES GENERALES

AUTONOMIE TOTALE : Fonctionne indifféremment sur batterie (Li-ion) ou sur secteur (90V - 240V).

CONVIVAL : Ecran graphique couleur de très haute définition, gestion tactile des commandes, mise en place d'un traitement en quelques secondes seulement.

ERGONOMIQUE : Design exceptionnel conférant au "Concerto" un degré inégal de maniabilité et de légèreté. Utilisation ambidextre.

INDOLORE : Vitesse de projection de l'aiguille supérieure à tous les autres appareils, aucun phénomène vibratoire douloureux induit.

LES PLUS : Eclairage directionnel automatique de la partie du corps traitée pour une visibilité parfaite.

Micro massage simultané ou post-injection pour une meilleure diffusion des produits.

Plusieurs types de mires disponibles spécialement étudiées selon les programmes ou les parties traitées.

Pas de kit exclusif, le "Concerto" accepte tout type d'aiguille ou de seringue.

Détection automatique de la seringue et de la viscosité des produits injectés

CARBOXYTHERAPY

Méthode non chirurgicale utilisant du CO2 médical injecté au travers du "Concerto" appareil spécialement étudié pour cette application. Le CO2 est injecté dans le tissu sous-cutané grâce à une fine aiguille, et se diffuse facilement et largement dans les tissus adjacents.

Le CO2 a un fort effet vasodilatateur au niveau micro-circulatoire, accroissant le flux sanguin dans les tissus musculaires et adipeux. En sa présence, l'hémoglobine libère davantage d'oxygène et restaure la micro-circulation dans les capillarités (effet de Bohr).

Le CO2 est normalement produit par nos cellules comme une conséquence du métabolisme, éliminé par les poumons, et peut donc être considéré comme un agent thérapeutique naturel.

Principales indications esthétiques : Co-adjuvant dans les traitements adipeux, capillaires, rides, ridules, cernes, relâchement cutané, ovale du visage, double menton, décolleté, arrière des bras, abdomen, cuisses, genoux...

CONCERTO : La Carboxythérapie de dernière génération

PRECIS : Un appareil unique conçu avec une pièce à main pour contrôler la profondeur, l'angle et le volume de chaque injection.

INTUITIF : Un système exclusif qui ajuste automatiquement le flux de gaz à la taille de l'aiguille.

DOUX : Une injection progressive, un micro-massage simultané, un contrôle total du traitement pour un effet sans douleur.

COMPLET : 2 modes d'injection

Manuel pour le visage, les yeux, les rides...

Automatique pour le corps, l'abdomen, les jambes, pour un total contrôle de la dose injectée.

UNIVERSEL : Connectable à tout type d'alimentation CO² : Bouteille ou cartouche.